

SOINS DES YEUX

Station lave œil Mixte



Station murale idéale pour équiper des espaces de travail intérieurs qui présentent un risque de projection de corps étrangers, d'acides ou d'alcalins dans les yeux

Caractéristiques :

Station lave œil étanche contenant 1 lave œil 500 ml de solution ophtalmique stérile et un lave œil 200 ml de solution « pH Neutre » stérile.

Support pour fixation murale avec miroir et notice d'utilisation sur les flacons.

La solution « pH Neutre » est un tampon phosphate à 4,9% qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins.

Le Sérum Physiologique répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel (Solution stérile avec 0,9% de chlorure de sodium). Permet un rinçage de l'œil après l'utilisation de la solution « pH Neutre »

Température de conservation : +5/25°C

- Léger et peu encombrant,
- Facilement identifiable,
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon et prêt à l'emploi,

Permet une action rapide

Péremption : 3 ans

Dimensions : 29 x 23 cm

- **Code Article ESCULAPE : 820 52 03**
- **Code EAN : 5701684477311**
- **Code douanier : 3.307.9000**
- **Code article du Lave œil 500 ml pour le réassort : 820 52 61**
- **Code article du Lave œil 200 ml pH neutre pour le réassort : 820 52 55**