

SOINS DES YEUX

SPRAY 100 ml ou 200 ml DIPHOTERINE

Spray portatif de Diphotérine® à utiliser en cas de projections chimiques



La Diphotérine® est le produit adéquat et indispensable en cas de projection de produits chimiques dans les yeux ou sur la peau.

Description :

La Diphotérine® se présente sous forme liquide et répond ainsi à la nécessité d'un lavage de surface (visage et corps)

La Diphotérine® est une solution hypertonique ce qui lui permet par effet osmotique d'attirer le produit ayant pénétré dans les tissus vers l'extérieur. Ainsi la solution Diphotérine® limite la pénétration du produit chimique.

La solution Diphotérine® stoppe l'agressivité du produit chimique.

Le spray de Diphotérine s'utilise pour un lavage du visage et du corps dans les cas de projections de produits chimiques (acides, bases, solvants...).

Spray contenant 100 ml ou 200ml de solution Diphotérine®

- Stérile
- Destiné à un lavage de projection chimique
- Délai d'intervention pour une utilisation optimale : dans les 60 premières secondes
- Surface d'intervention : sur un visage ou un bras ou surface corporelle équivalente.
- Dispositif médical classe 2A
- Conforme à la norme EN 15154-3
- Conformité au marquage CE

- Code Article ESCULAPE 100 ml MICO DAP : 820 52 10
- Code Article ESCULAPE 200 ml MINI DAP : 820 52 11
- Code douanier : 3 824 9098
- Origine : France