

NeoTouch®

NE NÉOPRÈNE



PROJECTION

PROTECTION DU PRODUIT

RÉF. #	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	SURFACE DE PRÉHENSION	ÉPAISSEUR MM	POW-DER-FREE	TAILLE EN	LONGUEUR MM	CONDITIONNEMENT
25-101 +	Bord roulé	Vert vif	Extrémités des doigts texturées	0.13	Oui	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.
25-201	Bord roulé	Vert vif	Extrémités des doigts texturées	0.13	Oui	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	285	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.



Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Opérations de manipulation, d'assemblage et de contrôle dans tout type d'environnement industriel où aucune protection mécanique n'est requise
- Travaux et analyses en laboratoire, particulièrement lorsqu'une résistance aux acides est requise
- Industrie pharmaceutique



DESCRIPTION

- Les gants NeoTouch® étaient les premiers gants à usage unique en néoprène destinés à l'industrie.
- Grâce à leur formulation sans latex, les gants NeoTouch® contribuent à la prévention des allergies de type I. L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur.
- Ils démontrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools. Grâce à leur formulation exclusive, les gants NeoTouch® sont sans nul doute les gants synthétiques à usage unique les plus confortables du marché.
- Les gants NeoTouch® sont dotés d'un revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage. L'extrémité des doigts texturée garantit une préhension sûre en milieu sec et humide. Le bord roulé assure un excellent ancrage et leur couleur verte permet de les identifier facilement.
- Les gants NeoTouch® atteignent un NQA de 1,5 pour les micro-trous, ce qui correspond aux exigences légales pour les gants médicaux.
- NQA : 1,5 (EN374)

CATÉGORIE III



25-101 : Convient pour usage spécifique



BP 20271
91162 LONGJUMEAU CEDEX
Tél 01 69 10 60 00 - Fax 01 69 10 86 80
www.coop-labo.com
E-mail : contact@coop-labo.com

