


SOINS DES YEUX

Station Lave Œil 1 x 500 ml



FLACON A USAGE UNIQUE

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire

Caractéristiques :

Station lave œil contenant 1 flacon lave œil de 500 ml de solution ophtalmique stérile.

Support pour fixation murale avec notice d'utilisation.

Le Sérum Physiologique répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel (Solution stérile avec 0,9% de chlorure de sodium).

Le flacon de 500 ml a été développé pour un rinçage facile et efficace des yeux. La forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil.

- Léger et peu encombrant,
- Facilement identifiable,
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon et prêt à l'emploi,

Permet une action rapide

Péremption : 3 ans

Poids : 800 g

- **Code Article ESCULAPE : 820 52 00**
- **Code EAN : 5701684461112**
- **Code douanier : 3.307.9000**
- **Code article du Lave-œil 500 ml pour le réassort : 820 52 61**